


Esfinterótomo IDE-Tome con DomeTip Fusion®

- Este dispositivo se utiliza para la canulación del sistema de conductos y para esfinterotomía. Si está precargado, también facilitará la derivación de estenosis difíciles durante la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada (CPRE)



Número de Orden	Tamaño del Cáteter (Fr)	Forma de la punta	Tamaño del Cáteter (cm)
FS-25M-35	7	Dometip	200

ENDOSCOPIA

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588



ENDOMÉDICA
Tecnología para la salud

Apoyando a la comunidad médica desde 1986

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)